



简化
抛光
工艺



磁性衬背 抛光布





省时

无需从承载盘上取下磨损的抛光布，再粘结新抛光布，节省了宝贵的时间。磁性衬背拆包即可直接使用。

抛光效果具有可重复性

确保抛光工艺的可重复性。标乐抛光布采用坚固耐用的磁性衬背，确保抛光布在使用过程中抛光效果的可重复性。



先进的解决方案

标乐抛光布产品为众多不同的应用提供行业领先的解决方案，相信标乐专家研发的工艺能够满足您的实验室的特定需求。

为您喜欢使用的抛光布提供磁性衬背

标乐的大部分抛光布产品都可以采用磁性衬背。这些产品采用标乐原有的抛光布材料与坚固耐用的磁性衬背结合，提供便捷、易操作的解决方案。



订货信息

抛光布	8in [203mm]	10in [254mm]	12in [305mm]
UltraPad	42-3008	42-3010	42-3012
Nylon	42-3108	42-3110	42-3112
TexMet C	42-3208	42-3210	42-3212
TriDent	42-3308	42-3310	42-3312
VerduTex	42-3408	42-3410	42-3412
VelTex	42-3508	42-3510	42-3512
PoliCloth	42-3608	42-3610	42-3612
MicroCloth	42-3708	42-3710	42-3712
MicroFloc	42-3808	42-3810	42-3812
MasterTex	42-3908	42-3910	42-3912
ChemoMet	42-4008	42-4010	42-4012

以上每个商品编号包含 5 片



依工测试测量仪器（上海）有限公司—
标乐中国
标乐中国销售热线：+86 400 111 8683
标乐中国咨询邮箱：info.cn@buehler.com
www.buehler.com.cn

BUEHLER Headquarters
info@buehler.com

标乐公司德国办事处
info.eu@buehler.com

标乐公司法国办事处
info.eu@buehler.com

标乐公司英国办事处
info.eu@buehler.com

标乐公司日本办事处
info.japan@buehler.com

标乐公司亚太办事处
info.asia@buehler.com