



Plus d'infos sur les étaux pour les tronçonneuses abrasives

RAPIDE.
PRÉCIS.
FACILE.

Optimisez votre flux de travail grâce à cet étau efficace, conçu pour un serrage rapide et facile. Sa conception épurée et sa vis de serrage à insertion directe permettent des réglages rapides, vous aidant ainsi à gagner du temps et à travailler avec précision.


Caractéristiques techniques

Taille : moyenne

Ouverture max. : 2,75 po. [69,8 mm]

Plaque de serrage : 50 mm x 40 mm

Écrous en T : 12 mm



Référence : 10-3555

Compatible avec :



IsoMet®
High Speed

Tronçonneuse
de précision



AbrasiMet® M

Tronçonneuse
abrasive



AbrasiMatic® 300

Tronçonneuse
abrasive

