



Harzgebundene Trennscheiben in Premium-Qualität

Längere Haltbarkeit und überragende Qualität

Die neuen harzgebundenen Trennscheiben von Buehler wurden speziell zum Trennen von unterschiedlichsten metallischen Werkstoffen entwickelt und halten 3 Mal so lange wie andere auf dem Markt erhältliche Trennscheiben. Sie bieten dem Benutzer eine gleichbleibend hohe Trennqualität und müssen dank ihrer langen Haltbarkeit weniger häufig gewechselt und nachgekauft werden.



BUEHLER
1683561
Premium Abrasive Blades
10-31616-010
16x0.12x1.25 in
406x3x32 mm
Max: 2350 RPM
791
EN 12413
See ANSI B7.1




Hohe Effizienz

Die harzgebundenen Premium-Trennscheiben von Buehler trennen Proben schnell und ohne Abstriche bei der Qualität. Mit gleichbleibend hoher Trennqualität und langer Lebensdauer optimieren diese Trennscheiben Ihre Präparationsprozesse.



Einfach QR-Code scannen

Die neuen, innovativen Trennscheiben von Buehler sind mit einem QR-Code zum Zugriff auf die Schleifscheibendaten und zur Vereinfachung von Nachbestellungen versehen: Einfach einscannen und dann dem Link folgen.



Die Trennscheiben aus dieser Serie sind mit allen aktuellen Buehler-Geräten kompatibel, die für Trennscheiben mit einem Durchmesser von 406 mm [16"] ausgelegt sind, sowie für Maschinen mit einem 32-mm- [1,25"]-Dorn.

Die harzgebundene Ausführung vermeidet übermäßige Geruchsbelästigungen, wie sie bei gummigebundenen Trennscheiben gelegentlich auftreten.

Bestellangaben

32-mm-Innendurchmesser [1,25"] (10 Stück)

Empfohlener Einsatzbereich	254 mm [10"]	305 mm [12"]	356mm [14"]	406 mm [16"]
Nicht-Eisen-Werkstoffe				10-31650-010
Eisenwerkstoffe HRC 35-50	10-31014-010	10-31218-010	10-31416-010	10-31616-010
Eisenwerkstoffe HRC 50-60	10-31014-010	10-31212-010	10-31412-010	10-31612-010
Eisenwerkstoffe > HRC 60		10-31218-010	10-31410-010	10-31610-010
Superlegierungen		10-31205-010	10-31405-010	10-31605-010



Völlig neu:

Die 356-mm und 406 mm-Trennscheiben [14', 16"] sind perfekt für den Einsatz in Verbindung mit dem neuen AbrasiMet XL-Pro Trennschneider von Buehler (Artikelnummer 10-2320-20). Dieser Trennschneider in Bodenausführung ist für Trennscheibendurchmesser bis 457 mm [18"] ausgelegt und erfüllt mit seiner intuitiven Bedienschnittstelle, seiner robusten Bauweise, einem leistungsstarken Motor und weiteren leistungsstarken Merkmalen alle Anforderungen an ein abrasives Trenngerät. Die 10-Zoll- (254 mm) und 12-Zoll- (305 mm) Trennscheiben eignen sich perfekt für die neue AbrasiMet M von Buehler (Artikel 10-10107-200 / 400). Dieser Tischschneider eignet sich hervorragend zum Schneiden kleiner und mittelgroßer Proben zu einem günstigen Preis. Weitere Informationen und ein Angebot erhalten Sie auf Anfrage von unserem Vertriebsbüro unter <https://bhlr.io/2Z4MqhG>.



**BUEHLER Worldwide Headquarters
North America-South America Offices**
41 Waukegan Road
Lake Bluff, Illinois 60044-1699 USA
P: 800 BUEHLER (800-283-4537)
P: (847) 295-6500
www.buehler.com | info@buehler.com

**European Headquarters
BUEHLER Germany**
info.eu@buehler.com

BUEHLER France
info.eu@buehler.com

BUEHLER United Kingdom
info.eu@buehler.com

BUEHLER China
info.cn@buehler.com

BUEHLER Japan
info.japan@buehler.com

BUEHLER Asia-Pacific
info.asia@buehler.com