


プレミアム レジン 研磨ブレード

長寿命、 卓越した品質

Buehlerの新しいレジン研磨ブレードは、幅広い金属材料を切断するために個別に対象を絞っており、同業他社のブレードと比較して最大3倍長持ちします。長寿命ということがブレードの交換と購入の頻度を減らすことにつながる一方、ユーザーはブレードの一貫性を信頼することができます。




効率的

Buehlerのプレミアムレジン研磨ブレードは、切断品質を犠牲にすることなくサンプルを素早く切断します。調製プロセスを向上させるためのブレードの一貫性、切断品質および新たに延びた寿命を信頼することができます。



QRスキャン

Buehlerの新しい研磨ブレードには、ブレード情報にアクセスし再発注プロセスを簡素化するためのQRコードが付いています。スキャンを簡素化し、リンクに従って発注してください。



このレジンブレードの品揃えは、16インチ[406mm]のブレードと1.25インチ[32mm]の軸を持つ装置を使用することができる現在のすべてのBuehler装置に適合します。

レジンの構造により、ゴムで接合されたブレードが発する過度の臭気にユーザーが悩まされることはありません。

製品情報

1.25インチ[32mm]軸 (数量 10)
下記一覧のすべてのブレードの翼厚は0.125インチ[3mm]

推奨される使用	16インチ[406mm]
非鉄材料	10-31650-010
鉄材料 HRC 50-60	10-31612-010
鉄材料 >HRC 60	10-31610-010
超合金	10-31605-010

すべて新しい



AbrasiMet™ XL Pro

16インチ[406mm]研磨ブレードは、Buehlerの新しいAbrasiMet XL Pro (アイテム10-2320-400)と共に使用するのに最適です。最大18インチ[457mm]のブレードに適合する、この床置き切断機は、その直感的なユーザーインターフェース、堅牢な設計、強力なモーターおよび先進の機能によってお客様の研磨切断の必要性をすべて満たします。この装置は、Buehlerブレードをスキャンした後でそのブレードの最適な装置設定に対応する統合スキャナにも焦点を当てています。販売担当者にお問い合わせで見積を依頼してください。<https://bhlr.io/2Z4MqhG>



BUEHLER 国際本部
北米・南米支社
41 Waukegan Road
Lake Bluff, Illinois 60044-1699 USA
電話: 800 BUEHLER (800-283-4537)
電話: (847) 295-6500
www.buehler.com | info@buehler.com

ヨーロッパ本社
BUEHLER ドイツ
info.eu@buehler.com
BUEHLER フランス
info.eu@buehler.com
BUEHLER 英国
info.eu@buehler.com

BUEHLER 中国
info.cn@buehler.com

BUEHLER 日本
info.japan@buehler.com

BUEHLER アジア太平洋
info.asia@buehler.com