

Kromasil[®]
 Eternity[™]
Kromasil EternityXT
 Designed for harsh conditions
 From UHPLC to industrial-scale HPLC

AkzoNobel

Inicio

Temas ▾

Proveedores

Productos

Catálogos

Webinars

**Febrero 2018**

Información del proveedor

Buehler presenta la desbastadora y pulidora, EcoMet 30

Buehler

Nueva desbastadora para uso en entornos de laboratorios de tratamiento térmico, automotriz, aeroespacial y electrónico.


Imágenes



Lake Bluff, IL, Buehler, fabricante global de equipos para la preparación de materiales, presenta la desbastadora y pulidora manual y semiautomática EcoMet 30 para su uso en entornos de laboratorios de tratamiento térmico, automotriz, aeroespacial y electrónico, donde se requieren resultados rápidos y confiables en ambientes de producción. Los técnicos de control de calidad y de laboratorio tienen ahora la opción de una esmeriladora y pulidora manual o semiautomática más robusta, con la potencia para trabajar en entornos de alto uso y de muestras de alta calidad.

Construida en aluminio fundido macizo, la gama EcoMet 30 está diseñada para ofrecer la máxima robustez y confiabilidad en los entornos más exigentes. El modelo manual del EcoMet 30 proporciona una operación sencilla e incluye un protector contra salpicaduras, diseño ergonómico y altura baja del recipiente para un mejor control y comodidad. El drenaje recto, el forro extraíble del recipiente y el plato de extracción rápida hacen que el mantenimiento diario sea muy sencillo.

La versión semiautomática de EcoMet 30 incluye una interfaz de pantalla táctil fácil de usar, con todas las funciones en la pantalla táctil. El modelo neumático también tiene un

[Solicite más información](#)

[Contacte al proveedor](#)

la eficiencia de uso.

La robusta plataforma de aluminio fundido utilizada para los modelos semiautomáticos y manuales mejora de manera muy importante el rendimiento y la durabilidad. El cuidadoso diseño ergonómico acelera y simplifica la preparación de muestras, un factor clave para la eficiencia en entornos de uso intensivo.

Buehler es un proveedor líder de consumibles y equipos para la preparación de materiales, análisis de imágenes y pruebas de dureza. Los productos de Buehler comprenden una amplia variedad de industrias, incluyendo metales primarios, automotriz, aeroespacial y de defensa, electrónica, médica, energía y más.

Para más información sobre el modelo EcoMet30 póngase en contacto con nosotros en: marketing@buehler.com o visite www.buehler.com.

Contactar ahora

Agregar a la bolsa

Categoría de producto: *Equipo para trabajo metálico - Equipo y suministros para procesos abrasivos - Medios para esmerilado y pulido*

Palabras relacionadas: *Esmeriladoras y pulidoras Buehler, esmeriladoras Buehler, pulidoras Buehler, pulidora desbastadora individual automática de Buehler, desbastadora y pulidora Ecomet, desbaste y pulido para preparación de materiales Buehler, desbastadora y pulidora manual y semiautomática, equipo para pulir y esmerilar, equipo para pulido y esmerilado, equipo de pulido y esmerilado.*

Información de origen comercial

El editor recomienda

- » ABB completa la adquisición de GE Industrial Solutions
- » Plasma: una tecnología que impactará al sector automotriz
- » Acaire convoca a seminario sobre refrigeración con amoníaco
- » Colombia avanza dos puestos en el índice Global de Innovación y es reconocida por primera vez como Innovation Achiever
- » Con cobots, cámaras, robots móviles, IoT y AI, la automatización será protagonista en IMTS 2018

Top 5 más leídos

- » Transporte mecánico de materiales con bandas transportadoras y elevadores de cangilones
- » Historia de la Seguridad Industrial
- » ¿Cómo optimizar el manejo de materiales en la planta?
- » Tendencias actuales en mantenimiento industrial
- » El análisis de causa raíz

Nuestras publicaciones y eventos

TECNOLOGÍA DEL
Plástico

eEmpaque + Conversión

METALMECÁNICA

REPORTERO INDUSTRIAL



Carvajal 
MEDIOS B2B

[Quiénes somos](#)

[Publicidad / Advertising](#)

[Copyright](#)

[Condiciones del servicio](#)

[Política datos personales](#)

[Aviso de privacidad](#)

[Contáctenos](#)

Carvajal Medios B2B, una empresa del Grupo Carvajal.
Todos los derechos reservados 2001-2018